

NOVUM Használati utasítás

NOVUM

A **NOVUM** egy narancsszínű por, amelyet kiegészítőként adagolhatunk a nyúl sperma hígítószerkezhöz. A termék a természetes nyúl sperma összetevőinek védelmére szolgál. Összetételében kiválasztott fehérjehidrolizátumok és védőanyagok találhatók, amelyek célja, hogy csökkentsék a sperma érzékeny fehérjéinek és peptidjeinek tárolás közbeni lebomlását. A NOVUM kiegészítő célja, hogy a friss sperma biológiai jellemzőinek minél nagyobb részét megőrizze. A cél egyértelmű: olyan sperma biztosítása az inszemináció során, amely minél jobban hasonlít a sperma biológiai minőségére a gyűjtés időpontjában. Ennek eredményeként állatgyógyászati készítményként való regisztrációra nincs szükség.

Csomagolás

A Novum por műanyag palackokban van csomagolva, amelyek mindegyike **2,4 grammot** tartalmaz. Ez a mennyiség **500 ml** nyúl sperma hígítóval való keveréshez alkalmas. A szükséges hígító mennyiségétől függően a palack tartalma teljes egészében vagy részben felhasználható. Kérésre más csomagolási méretek is rendelkezésre állnak. (például: 0,24 g 50 ml hígító elkészítéséhez)

Tárolási utasítás

A NOVUM hűtve kerül szállításra. Átvétel után azonnal **-20 °C**-on kell tárolni. Megfelelő tárolás mellett a termék **legalább egy évig** stabil marad.

Használati utasítás

Mielőtt a NOVUM-ot az extenderhez adná, a port **szobahőmérsékletre** kell hozni. A palackot a felhasználás előtti napon vagy a felhasználás napján veheti ki a fagyasztóból. A melegítés felgyorsítása érdekében a palackot a kezei között forgathatja. Az ajánlott adag **2,4 gramm por 500 ml extenderhez** (vagy 0,24 gramm 50 ml-hez). A por hozzáadásakor minimalizálja a por képződését és kerülje a belélegzést megfelelő védőintézkedésekkel, például **maszk** viselésével vagy **áramlásos szekrényben való** munkavégzéssel. Keverje lassan a keveréket, hogy ne keletkezzenek csomók. A por könnyen oldódik a nyúl sperma hígításához használt közegben, és kompatibilis minden **kereskedelmi forgalomban kapható hígítószerrel**. (Kérjük, ne felejtse el öblíteni az eredeti csövet/palackot)

Az optimális eredmények elérése érdekében a NOVUM hígítószerhez való hozzáadása és a megtermékenyítés között eltelt időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie. A **maximális ajánlott időtartam 24 óra**.

A NOVUM-ot tartalmazó hígítószer **hűtőszekrényben legfeljebb 3 napig** tárolható. A használt hígítószer típusától függően hosszabb tárolás is lehetséges a teljesítmény romlása nélkül. Alternatív megoldásként a NOVUM-ot tartalmazó hígítószer **fagyasztható**, de a stabilitás itt is a hígítószer összetételétől függ.