

NOVUM Instruções de utilização

NOVUM

NOVUM é um pó de cor laranja que pode ser adicionado a extensores de sémen de coelho para apoiar a ovulação e a gravidez. A sua ação baseia-se na proteção dos componentes do sémen de coelho que induzem naturalmente a ovulação. Como resultado, não é necessário o registo como medicamento veterinário. NOVUM é considerado um suplemento.

Embalagem

O pó Novum é embalado em frascos de plástico, cada um contendo **2,4 gramas**. Esta quantidade é adequada para misturar com **500 ml** de diluente de sémen de coelho. Dependendo do volume de diluente necessário, o conteúdo de um frasco pode ser usado na totalidade ou em parte. Outros tamanhos de embalagem estão disponíveis mediante solicitação. (por exemplo: 0,24 gr para preparar 50 ml de diluente)

Instruções de armazenamento

O NOVUM é enviado refrigerado. Após a receção, deve ser armazenado imediatamente a **-20 °C**. Quando armazenado corretamente, o produto permanece estável por **pelo menos um ano**.

Instruções de utilização

Antes de adicionar NOVUM ao extensor, o pó deve ser levado à **temperatura ambiente**. O frasco pode ser retirado do congelador no dia anterior ao uso ou no próprio dia do uso. Para acelerar o processo de aquecimento, pode-se rolar o frasco entre as mãos. A dosagem recomendada é **de 2,4 gramas de pó por 500 ml de extensor** (ou 0,24 g para 50 ml). Ao adicionar o pó, minimize a formação de poeira e evite a inalação usando medidas de proteção adequadas, como uma **máscara** ou trabalhando em uma **cabine de fluxo**. Mexa a mistura lentamente para evitar a formação de grumos. O pó é facilmente solúvel no meio usado para diluir o sémen de coelho e é compatível com qualquer **extensor disponível no mercado**. (Não se esqueça de enxaguar o tubo/frasco original)

Para garantir resultados ótimos, o tempo entre a adição do NOVUM ao extensor e a inseminação deve ser o mais curto possível. O **intervalo máximo recomendado** é de **24 horas**.

O diluente contendo NOVUM pode ser armazenado no **frigorífico por até 3 dias**. É possível armazená-lo por mais tempo sem perda de desempenho, dependendo do tipo de diluente utilizado. Alternativamente, o diluente com NOVUM pode ser **congelado**, mas, novamente, a estabilidade dependerá da formulação do diluente.