

NOVUM Mode d'emploi

NOVUM

NOVUM est une poudre de couleur orange qui peut être ajoutée comme complément aux diluants de sperme de lapin. Elle est utilisée pour protéger les composants du sperme naturel de lapin. Sa formulation contient des hydrolysats de protéines sélectionnés et des composants protecteurs destinés à réduire la dégradation des protéines et des peptides sensibles présents dans le sperme pendant le stockage. Le complément NOVUM est destiné à préserver davantage les caractéristiques biologiques du sperme frais. L'objectif est simple : fournir, lors de l'insémination, un sperme qui se rapproche davantage de la qualité biologique du sperme au moment de son prélèvement. Par conséquent, son enregistrement en tant que médicament vétérinaire n'est pas requis.

Conditionnement

La poudre Novum est conditionnée dans des flacons en plastique contenant chacun **2,4 grammes**. Cette quantité convient pour être mélangée à **500 ml** d'extendeur de sperme de lapin. En fonction du volume d'extendeur requis, le contenu d'un flacon peut être utilisé en totalité ou en partie. D'autres formats d'emballage sont disponibles sur demande. (par exemple : 0,24 g pour préparer 50 ml d'extendeur)

Instructions de stockage

NOVUM est expédié réfrigéré. À la réception, il doit être immédiatement conservé à **-20 °C**. Lorsqu'il est conservé correctement, le produit reste stable pendant **au moins un an**.

Mode d'emploi

Avant d'ajouter NOVUM à l'extendeur, la poudre doit être amenée à **température ambiante**. Le flacon peut être sorti du congélateur soit la veille, soit le jour même de l'utilisation. Pour accélérer le processus de réchauffement, vous pouvez rouler le flacon entre vos mains. La posologie recommandée est **de 2,4 grammes de poudre pour 500 ml d'extendeur** (ou 0,24 g pour 50 ml). Lors de l'ajout de la poudre, minimisez la formation de poussière et évitez l'inhalation en utilisant des mesures de protection appropriées, telles qu'un **masque** ou en travaillant dans une **enceinte à flux d'air**. Remuez lentement le mélange pour éviter la formation de grumeaux. La poudre est facilement soluble dans le milieu utilisé pour diluer le sperme de lapin et est compatible avec tous **les diluants disponibles dans le commerce**. (N'oubliez pas de rincer le tube/flacon d'origine).

Pour garantir des résultats optimaux, le délai entre l'ajout de NOVUM à l'extendeur et l'insémination doit être aussi court que possible. **L'intervalle maximal recommandé est de 24 heures**.

L'extendeur contenant NOVUM peut être conservé au **réfrigérateur pendant 3 jours maximum**. Une conservation plus longue sans perte de performance est possible, selon le type d'extendeur utilisé. L'extendeur contenant NOVUM peut également être **congelé**, mais là encore, la stabilité dépendra de la formulation de l'extendeur.