

NOVUM Instrukcja obsługi

NOVUM

NOVUM to pomarańczowy proszek, który można dodawać do rozcieńczalników nasienia królików w celu wspomagania owulacji i ciąży. Jego działanie polega na ochronie składników nasienia królików, które w naturalny sposób wywołują owulację. W związku z tym nie jest wymagana rejestracja jako lek weterynaryjny. NOVUM jest uważany za suplement.

Opakowanie

Proszek Novum jest pakowany w plastikowe butelki, z których każda zawiera **2,4 grama**. Ilość ta jest odpowiednia do zmieszania z **500 ml** rozcieńczalnika nasienia królików. W zależności od wymaganej objętości rozcieńczalnika, zawartość butelki można wykorzystać w całości lub w części. Na życzenie dostępne są inne rozmiary opakowań. (na przykład: 0,24 g do przygotowania 50 ml rozcieńczalnika)

Instrukcje dotyczące przechowywania

NOVUM jest wysyłany w stanie schłodzonym. Po otrzymaniu należy go natychmiast przechowywać w temperaturze **-20°C**. Przy prawidłowym przechowywaniu produkt zachowuje stabilność przez **co najmniej rok**.

Instrukcja stosowania

Przed dodaniem NOVUM do rozcieńczalnika proszek należy doprowadzić do **temperatury pokojowej**. Butelkę można wyjąć z zamrażarki dzień przed użyciem lub w dniu użycia. Aby przyspieszyć proces ogrzewania, można rozgrzać butelkę, obracając ją w dłoniach. Zalecana dawka to **2,4 grama proszku na 500 ml rozcieńczalnika** (lub 0,24 grama na 50 ml). Podczas dodawania proszku należy zminimalizować tworzenie się pyłu i unikać wdychania, stosując odpowiednie środki ochronne, takie jak **maska** lub pracując w **komorze przepływowej**. Mieszanekę należy powoli mieszać, aby zapobiec tworzeniu się grudek. Proszek łatwo rozpuszcza się w pożywce używanej do rozcieńczania nasienia królika i jest kompatybilny z każdym **dostępnym w handlu rozcieńczalnikiem**. (Nie zapomnij przepłukać oryginalnej tubki/butelki).

Aby zapewnić optymalne wyniki, czas między dodaniem NOVUM do rozcieńczalnika a inseminacją powinien być jak najkrótszy. **Maksymalny zalecany odstęp czasu wynosi 24 godziny**.

Rozcieńczalnik zawierający NOVUM można przechowywać w **lodówce do 3 dni**. W zależności od rodzaju użytego rozcieńczalnika możliwe jest dłuższe przechowywanie bez utraty właściwości. Alternatywnie rozcieńczalnik z NOVUM można **zamrozić**, ale stabilność będzie zależała od składu rozcieńczalnika.